

1009614 - Mesoft® splitkompres 40g/m² - 4 lagen - 10 x 10 cm - steriel - 130 st



Beschrijving

Het splitkompres van **Mölnlycke** wordt gebruikt voor de reiniging en bescherming van wonden en voor de absorptie van exsudaat bij gebruik als secundair verband.

Mesoft® van Mölnlycke dat niet-sensitiserend en niet-toxisch is, biedt bescherming tegen externe trauma's terwijl het ook zorgt voor absorptie van wondexsudaat.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Samenstelling	Non-woven
Steriel	Nee
sku	1009614
Gewicht	40g/m ²
Lagen	4-laags
Maat	10 x 10 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos