

1103371 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds55 - 1 slang - velcromanchet - etui - 1 st



Beschrijving

De **Welch Allyn** bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van Welch Allyn met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

Voordelen

- De bloeddrukmeter wordt met een durable 2-piece cuff geleverd alsook een opbergetui om het apparaat te beschermen.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1103371
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk