

## 1544370 - Aspiratietoestel Aspira Plus - 1 st



### Beschrijving

Professioneel aspiratietoestel van Flaemnuova voor medisch en chirurgisch gebruik in zorginstellingen, ziekenhuizen, thuiszorg en faryngeale afzuiging. De flessenhouder kan aan de rechter -of linkerkant geplaatst worden en bevat een PC-fles van 1l met schaalverdeling. Deze en de siliconen aansluitslangen kunnen worden gesteriliseerd worden voor een optimale hygiëne. Het past op een hydrofobe en antibacteriële filter. De buitenkant is gemaakt van kunststof wat zorgt voor een duurzaam design en tegelijkertijd lichtgewicht is voor tijdens transports met een geïntegreerde handgreep.

- Stil
- Pot en tube zijn steriliseerbaar
- 20l/min
- Pothouder
- Instelbaar vacuümniveau

## Specificaties

<b>Merk</b>	flaem_nuova
<b>Max. airflow</b>	20 L/m
<b>Volume bokaal</b>	1000 ml
<b>sku</b>	1544370
<b>Alimentatie</b>	Netstroom
<b>Type container</b>	Autoclaveerbare container
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk