

1023470 - Fagron ontsmettingsalcohol 90% - 5 liter - 90% gedenatureerd - 1 st



Beschrijving

Een krachtige ontsmettingsalcohol met 90% gedenatureerd ethanol van 5 liter die snel inwerkt na 30 seconden. Gebruik deze oplossing voor het ontsmetten van oppervlakten en instrumenten zoals stethoscopen.

Gebruiksaanwijzing: Breng de ontsmettingsalcohol rechtstreeks of met behulp van een steriel kompres aan op de huid of instrumenten.

Specificaties

Samenstelling	ethyl alcohol, water
Latex vrij	Ja
sku	1023470
Type verpakking	Stuk