

1544006 - Renol ambulante tailleband met polsbevestigingen - 1 st



Beschrijving

Gebruik deze riem, die om de taille wordt bevestigd, waardoor de polsen van de patiënt langs het lichaam kunnen worden geïmmobiliseerd dankzij de geïntegreerde fixatie. Het comprimeert de bloedsomloop niet en biedt veel comfort. Twee beveiligingssystemen : een velcro-systeem en een systeem met een slot. Optie vereist: 3 sloten + 1 sleutel

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFB11650
Noodzakelijke opties	3 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544006
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Ventrale bevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk