

1541186 - HEINE otoscoopkop beta 200 f.o. - 3,5v - led - 1 st



Beschrijving

Otoscoop Beta 200 geeft de scherpste beelden, perfecte kleurweergave en helderheid in XHL, vervaardigd uit een volledig metalen behuizing en krasbestendige glazen die een levenslang onderhoudsvrij gebruik garanderen. Met een vergroting tot 3 keer, het multi-gecoate glazen kijkvenster biedt een hoge resolutie en vervormingsvrije beelden.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINB-008.11.500-000
Compatibel met	Alle Heine 3,5V stroombronnen
Inclusief bij het product?	4 herbruikbare specula: 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
sku	1541186
Categorie otoscopen	Otoscoopkop
Vergroting	3 x
Verlichting	LED
Voltage	3,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk