


**1602027 - MONOCRYL™ Plus hechtdraad 5/0 - 13 mm - 70 cm -
MCP493H - 36 st**



Beschrijving

MONOCRYL™ Plus hechtdraad is een monofilament synthetische oplosbare hechtdraad voor chirurgisch gebruik, bereid uit een copolymeer van glycolide en epsilon-caprolacton. In tegenstelling tot de gewone Monocryl hechtdraad, bevat de Plus een antibacteriële coating (triclosan) die helpt om infecties te voorkomen.

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	MCP493H
Samenstelling	Hechtdraad: Polyglecaprone 25 (75% glycolide, 25% epsilon-caprolacton) - Antibacteriële coating: Triclosan
sku	1602027
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
Draadlengte	70 cm
Draaddikte	5/0
Kleur	Ongeverfd
Naald lengte	13 mm
Type verpakking	Doos