

## 1006653 - Seca 959 digitale stoelweegschaal met wegzwenkbare armleuningen en voetsteunen - klasse III - 300 kg - 1 st



### Beschrijving

Het stabiele model met een rond buisframe van staal is ontworpen met zorg en comfort in het achterhoofd. De comfortabele stoel verschaft een veilige positie, terwijl de draaiende armsteunen en verstelbare voetsteunen de stoelweegschaal gebruiksvriendelijker maken. De vergrendelbare achterwielen garanderen dat het altijd veilig is om te gaan zitten en rechtopstaan. Door de positionering van het grote LCD-scherm achter de stoel kunnen de functies TARA, HOLD en BMI intuïtief worden bediend.

Deze mobiele stoelweegschaal, die op een herlaadbare batterij of elektriciteit werkt, biedt enorm veel hulp in afkickcentra, orthopedie, dialyse en verzorgingshuizen. De fijne aflezing van 50 gram is bijzonder waardevol in de pediatrie. U kunt er zittende kleine kinderen mee wegen die nog niet kunnen rechtstaan. In het praktische tasje seca 471, dat op het weegschaalframe is bevestigd, kunt u de stroomadapter opbergen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Product afmetingen</b>	B 56.3 cm, H 89.7 cm, L 97.8 cm
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Gekalibreerd</b>	Ja
<b>Max. gewicht</b>	300 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Ja
<b>Automatisch step-on functie</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1006653
<b>Gradatie weegschaal</b>	50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g
<b>Klasse weegschalen</b>	Klasse III
<b>Type weegschaal</b>	Digitale (rol)stoelweegschaal
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk