

1603842 - Insyte Autoguard™ - IV veiligheidskatheter met vleugels - 20G x 1 1/4" - roze - 50 st



Beschrijving

BD™ Insyte Autoguard™ IV katheter met vleugels en veiligheidsmechanisme vermindert het risico op prikaccidenten. De katheter is vervaardigd uit Vialon™ biomateriaal, hierdoor kan de naald soepeler ingebracht worden in het bloedvat zodat een lange in-situ tijd mogelijk is. De katheter voorkomt het lekken van bloed op kleding, handschoenen of linnen.

Opgelet: *de kleur van het product zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.*

Specificaties

Merk	BD
SKU leverancier	382934
sku	1603842
Steriel	Ja
Normeringen	EN ISO 13485
Debiet	61 milliliter per minute
Externe diameter katheter	1.04 mm
Interne diameter katheter	0.84 mm
Afmeting	20G x 1 1/4"
Afmeting in mm	1,1 x 30 mm
Kleur	Roze
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos