

1543987 - Renol ambulante enkelriemen - 1 st



Beschrijving

Gebruik deze riem om de enkels van de patiënt te immobiliseren. Ze comprimeren de bloedsomloop niet en bieden veel comfort.

Twee beveiligingssystemen : een velcro-systeem en een systeem met een slot. Optie vereist : 2 sloten+ 1 sleutel

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFA17400
Noodzakelijke opties	2 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543987
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	Ambulant
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Velcro + slot
Soort bevestiging	Enkelbevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk