

1104197 - Urinaal man - met deksel - gegradueerd - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Uiterst veilig urinaal door zijn intelligente design: de dop loopt uit in trechtersvorm. Hierdoor mag het urinaal in elke positie komen, eventueel zelfs vallen met nauwelijks kans op lekken.

Wordt eenvoudig geledigd door de dop achteraan los te schroeven.

Er wordt voor deze dop een tweede, kindveilige versie geleverd, zoals de draaidoppen op bepaalde reinigingsflessen.

Het handvat is afneembaar voor een grondige reiniging, geschikt voor een autoclaaf.

Specificaties

sku	1104197
CNK-code	3778263
Geslacht	Mannen
Inhoud	1000 ml
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk