

1601413 - Naaldcontainer vierkant - 2L - met brede opening - 1 st



Beschrijving

Naaldcontainer voor scherpe voorwerpen en regelmatig gebruik met een handgreep. Het deksel is voorzien van een tijdelijke en permanente sluiting om naalden te verwijderen. Met klepsysteem dat een maximale veiligheid biedt tijdens het gebruik dat voorkomt dat voorwerpen of afval lekt dat al in de container ligt.

Specificaties

Product afmetingen	B 19 cm, H 20.5 cm, L 19 cm
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1601413
Inhoud	2 l
Vorm	Vierkant
Type verpakking	Stuk