

1622370 - Mobilyzer 2 infuusstaander - verstelbare hoogte - 4 haken - 1 st



Beschrijving

De Mobilyzer Premium kenmerkt zich door zijn unieke frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ondervindt de patiënt maximale stabiliteit. Dit leidt ertoe dat lift- en vloerovergangen eenvoudig gepasseerd kunnen worden, zonder enige hinder voor de patiënt. Het stuur is eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat zelfs kinderen gebruik kunnen maken van de Mobilyzer. Loopcomfort en veiligheid zijn garanties voor uw patiënt!

Door de vorm van de Mobilyzer is deze geschikt **te gebruiken als infuusstaander en als loophulp**, met de mogelijkheid om hier diverse apparatuur aan te bevestigen; een unieke combinatie.

De Mobilyzer kan gecombineerd worden met **diverse accessoires** zoals een cilinderhouder van 105 of 122 mm, een katheterzakhouder en een koppelhaak t.b.v bed.

De getoonde afbeelding is illustratief. De geleverde configuratie kan afwijken van de afgebeelde uitvoering.

Specificaties

Merk	TechniCare
sku	1622370
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
	Nee
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk