

1513261 - HEINE Standard F.O. laryngoscoop batterijhandvat - LED - 1 st



Beschrijving

Het **HEINE Standard F.O. LED batterijhandvat** is een betrouwbare keuze voor medische professionals die een helder, duurzaam en flexibel laryngoscoop handvat zoeken. Dankzij de **Fade-Out Feature** neemt de lichtintensiteit langzaam af, zelfs bij lage resterende capaciteit, waardoor batterijen (zowel droog als oplaadbaar) optimaal benut worden.

Belangrijkste kenmerken:

- **Compatibel met alle laryngoscoopbladen** volgens ISO 7376 (Green Standard)
- **Om te bouwen** van batterij- naar oplaadbaar handvat door eenvoudig het onderste inzetstuk te vervangen
- **LED in HEINE Quality – LEDHQ**
- **Fade-Out Feature** voor efficiënter batterijgebruik
- **Duurzaam en betrouwbaar** – ontwikkeld volgens de hoogste HEINE kwaliteitsnormen

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-008.22.860
Compatibel met	Compatibel met alle laryngoscoopbladen volgens ISO 7376 (groene standaard)
	Nee
sku	1513261
Maat	STANDARD
Oplaadbaar	Oplaadbaar
Type verpakking	Stuk