

1618146 - Bertec Vision Trainer Medical (BVT)



Beschrijving

De **Bertec Vision Trainer (BVT)** is een krachtig trainingssysteem dat visuele verwerking, hand-oogcoördinatie en balans combineert in één interactieve oplossing. Dankzij het impactbestendige touchscreen en de spelgerichte aanpak stimuleert BVT zowel motivatie als participatie, en biedt het gepersonaliseerde trainingen voor revalidatie, prestatieverbetering en cognitieve stimulatie.

Belangrijkste Kenmerken & Voordelen:

- **Verbeter visueel-motorische prestaties**
Train reactiesnelheid, visuele geheugenfuncties en coördinatie met dynamische oefeningen en aanpasbare trainingsmodi.
- **Uniek in blessureherstel**
Bied sporters en patiënten een veilige manier om visuele en motorische vaardigheden te onderhouden en verbeteren tijdens revalidatie.
- **Integreer balans in training**
Koppel de **Bertec krachtplaat** aan BVT om balans, stabiliteit en posturale controle te trainen – essentieel bij evenwichtsstoornissen of valpreventie.
- **"Crawl, Walk, Run"-filosofie**
Flexibele trainingsstructuur die zich aanpast aan het niveau van de gebruiker en progressie mogelijk maakt – van basistraining tot topsportniveau.
- **Realistische, gepersonaliseerde visuele omgevingen**
Train in herkenbare scenario's zoals een sportveld of supermarkt – ideaal voor zowel sportprestatie als vestibulaire revalidatie.
- **Multisensorische & cognitieve training**
Met modi als **Flash**, **Sequence** en **Multi** worden cognitieve processen gestimuleerd zoals patroonherkenning, werkgeheugen en ruimtelijk inzicht.

Toepassingen:

- Neurorevalidatie bij CVA, traumatisch hersenletsel of visuele verwerkingsstoornissen
- Vestibulaire therapie bij duizeligheid en bewegingsgevoeligheid
- Sportrevalidatie en performance training voor topsporters
- Valpreventie en balansverbetering bij ouderen
- Cognitieve stimulatie bij neurologische aandoeningen

Vision Training = Brain Training

Met de **Bertec Vision Trainer** traint u niet alleen de ogen, maar het brein zelf om visuele informatie sneller, efficiënter en nauwkeuriger te verwerken.

Breng cognitieve, visuele en motorische revalidatie naar een hoger niveau – met de innovatieve kracht van de **Bertec Vision Trainer**.

Specificaties

Merk	Bertec
sku	1618146
Bebat tax	0.05 EUR
Type verpakking	Stuk