

## 1610715 - Easyspot Micromanipulator



### Beschrijving

Easyspot Hybrid micromanipulator verkleint de laservlek tot kleine microscopische afmetingen, dit maakt het instrument geschikt voor operaties op nauwe chirurgische velden.

Het is een innovatieve micromanipulator voor microchirurgie, die holografische lenzen en spiegels op een unieke manier combineert - hybride technologie en laseroptica op het hoogste niveau.

Deze micromanipulator is van toepassing voor gynaecologische operaties en ENT.

### Specificaties

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Merk</b>            | jena    |
| <b>sku</b>             | 1610715 |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk    |