

1352230 - Bloedafnamestoel Saar 3D - elektrisch in hoogte verstelbaar - Fresh bekleding - 1 st



Beschrijving

De 3-delige Saar is elektrisch in hoogte verstelbaar door middel van een handschakelaar. Het rugdeel en het beendeel bewegen simultaan door bedienen van de handels die aan beide zijden van het zitdeel zijn geplaatst. Het unieke ontwerp van **Wesseling** zorgt ervoor dat in de trendelenburg positie een totale lengte van 165 cm wordt gehaald. De vier zwenkwielen met een diameter van Ø100 mm zijn allen berembaar waardoor de stoel zeer stabiel is. Optioneel zijn de voorwielen centraal te remmen. De Saar stoelen worden standaard geleverd met een set in hoogte verstelbare armsteunen, desgewenst zijn er in hoek verstelbare armsteunen beschikbaar. De Saar prikstoelen hebben een modern en uitgesproken design uitgevoerd in verschillende kleuren.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid

Specificaties

Merk	Wesseling
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Samenstelling	Kunstleer, onderstel: staal
Hefvermogen	150 kg
sku	1352230
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Pagode Blue
Standaard hoogtebediening	Handschakelaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk