

1602117 - Welch Allyn Connex ProBP 3400 standaard bloeddrukmeter - mobiel statief - EU plug - 1 st



Beschrijving

De **PROBP 3400** digitale bloeddrukmeter ligt compact in de hand en is net zo nauwkeurig als de toonaangevende monitoren voor vitale functies van **Welch Allyn**. Bovendien is het lichte ontwerp makkelijk mee te nemen voor verschillende metingen. De bloeddrukmeter kan gebruikt worden in de hand, op een rollend statief, op een bureausteun of aan de muur bevestigd worden.

De ProBP 3400 digitale bloeddrukmeter wordt geleverd inclusief Flexiport manchetten maten 11 en 12, een Litium-ion batterij + adapter en een USB aansluiting met kabel.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1602117
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk