

1533488 - Hydroven 12 LymphAssist Professional



Beschrijving

Hydroven® 12 met zijn unieke LymphAssist™ modus is een geavanceerd intermitterend pneumatisch compressiesysteem (IPC) dat speciaal ontwikkeld werd om artsen en patiënten een effectieve behandelingsoptie te bieden voor de behandeling van lymfoedemen.

Ontwikkeld in samenwerking met manuele lymfedrainage (MLD) therapeuten, lymfoedeemspecialisten en verpleegkundigen die zich bezighouden met weefselvitaliteit, biedt de Hydroven® 12 een zachte en effectieve behandeling voor uw patiënten. Het toestel wordt geleverd zonder toebehoren, zie tab accessoires voor bijhorende producten zoals arm - en/of beenmanchetten.

Het toestel wordt geleverd zonder toebehoren, zie tab accessoires voor bijhorende producten zoals arm - en/of beenmanchetten.

Specificaties

Merk	Huntleigh
SKU leverancier	316004
sku	1533488
	Nee
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk