


## 1560201 - kBox4 Pro Platform



### Beschrijving

Het premium en meest veelzijdige kBox-model met het grootste performance oppervlak. Voor sportteams, premium fitnessclubs en revalidatie- of kinépraktijken.

- Grootste trainingsoppervlak
- Voor de professional
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,280 kgm<sup>2</sup>
- Ingebouwde kMeter
- Gewicht: 15.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exentric
<b>SKU leverancier</b>	18259
<b>sku</b>	1560201
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk