

## 1576326 - Asymmetrisch bord Vital Ø 20 cm - wit - 1 st



### Beschrijving

Asymmetrisch bord Vital is vervaardigd uit melanine, kwalitatieve kunststof dat ook bestand is tegen industriële vaatwassers. De bodem van het bord is schuin, zodat het voedsel naar één kant wordt geschoven waar het tegen een overhellende boord terecht komt en onderaan is er een antislipboord. Mag in de vaatwasmachine tot 70° C, een korte opwarming van max. 1 minuut tot 100° is mogelijk. agressief zure wasproducten of ammoniak is niet geschikt voor dit type kunststof. Niet geschikt voor thermo-sterilisatie of microgolf.

### Specificaties

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Merk</b>            | Ornamin  |
| <b>Samenstelling</b>   | Melanine |
| <b>sku</b>             | 1576326  |
| <b>Kleur</b>           | Wit      |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk     |