

1601761 - Keiser Adjustable Bench



Beschrijving

Adjustable Bench is gepatenteerd en verstelbaar in meerdere standen, voor een maximale ondersteuning van lichaam en van het tilgewicht bij verschillende bewegingen. Wanneer de bank in gebruik is, past deze makkelijk in uw Keiser Rack, met automatische centering en uitlijning. Wanneer de bank niet wordt gebruikt, zorgen het lage profiel en de transportwielen het makkelijk om de bank op te bergen tot hij opnieuw nodig is.

Specificaties

Merk	Keiser
SKU leverancier	003150B
sku	1601761
Type verpakking	Stuk