

1624619 - SportsArt T663M 3.2 HP DC Treadmill - met HRC&HTR - LED Display



Beschrijving

De **SportsArt T663M** is speciaal ontworpen om revalidatietrainingen effectiever en veiliger te maken. Uitgerust met een krachtige **3,2 PK DC-motor** en het onderhoudsarme **ECO-GLIDE™ auto-smeersysteem**, combineert deze loopband duurzaamheid met innovatieve technologie.

Dankzij de **verlengde medische handrails**, het **MyFlex+ dempingssysteem**, de mogelijkheid tot **omgekeerde loopsnelheid** en een **microamp-lekfilter** is dit toestel ideaal voor gebruik in revalidatieomgevingen. Met een **snelheidsbereik van -3,0 tot 10 mph (0,1 tot 16 km/u)**, een **SafeStart™ start snelheid van 0,1 mph (0,2 km/u)** en meerdere vooraf ingestelde trainingsprogramma's, biedt de T663M een veelzijdige en comfortabele trainingservaring.

Belangrijkste kenmerken

- **Bi-directionele loopband:** geschikt voor retro-walking en loopanalyse
- **Veiligheid in medische context:** voldoet aan UL-normen voor stroomlekken
- **Volledige medische zijrails** met lagere pediatrische secties voor extra stabiliteit
- **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system** voor minimaal onderhoud
- **MyFlex+ omni-directioneel dempingssysteem** voor gewrichtsvriendelijke training
- **0.1 SafeStart™ snelheid** in voorwaartse en achterwaartse richting

Specificaties

- **Gewicht toestel:** 167 kg (367,4 lbs)
- **Afmetingen (L x B x H):** 211,4 x 97,9 x 147,9 cm
- **Snelheidsbereik:**

- Achterwaarts: 0,1–4,8 km/u (0.1–3.0 mph)

- Voorwaarts: 0,1–16 km/u (0.1–10 mph)

- **Max. gebruikersgewicht:** 180 kg (400 lbs)

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1624619
Gewicht	167 kg
Max. gewicht volwassene	180 kg
Type verpakking	Stuk