

1546234 - Linido hangend frame voor douchestoel - verstelbaar - rvs/wit - 1 st



Beschrijving

Verstelbaar hangend frame voor douchezit, kan uitsluitend aan wandbeugels Ergogrip LI2611.060, LI2611.070 en LI2611.080, aan de 90° wandbeugel LI2611.023-24 en aan de horizontale hoekwandbeugel LI2611.015 en LI2611.025. Te gebruiken met hulppootset LI2241.201.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2216.0024-02
Armsteunen	Nee
Rugleuning	Nee
Opklapbaar	Nee
sku	1546234
Categorie douchezittingen	Accessoires douchezittingen
Kleur	RVS/wit
Max. gebruikersgewicht	n.v.t
Type verpakking	Stuk