

1543561 - TL 30 daglicht therapielamp - 23,6 x 15,5 cm - 1 st



Beschrijving

Deze lamp helpt om de korte dagen in de winter door te komen door een dagelijks portie daglicht af te geven. Ideaal voor op je bureau, slaapkamer of onderweg. Een compact formaat met energiesparende LED-technologie geeft een heldere en gelijkmatige verlichting, is bovendien zonder UV-stralen.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 15.6 cm, H 2.6 cm, L 23.6 cm
SKU leverancier	60805
Vermogen	7.8 W
Afstand	10 cm
Lichtintensiteit	10000 lux
sku	1543561
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk