

1552186 - SONOPULS 490 - 2 UG behandelkoppen (groot + klein)



Beschrijving

Een compleet ultrageluid toestel met de keuze tussen 1 MHz of 3MHz en de mogelijkheid om zowel een grote als kleine behandelkop te gebruiken. De Sonopuls 490 is ook verkrijgbaar in combinatie met het handsfree STATUS™ pack (Sonopuls 490s).

De Sonopuls 490 kenmerkt zich door een elegant design en bediening door middel van een full color touchscreen. Met slechts een paar tikken heeft u het juiste protocol gedefinieerd.

De Sonopuls 490 kan (optioneel) worden voorzien van batterijvoeding, waardoor bewegingsvrijheid mogelijk is. Zo neemt u de Sonopuls 490 gemakkelijk mee, het apparaat is altijd klaar voor gebruik.

Kenmerken

- 2 behandelfrequenties: 1 en 3 MHz
- Continue en pulserende modi
- 25 voorgeprogrammeerde protocollen + 20 vrije programma's
- TFT-kleurendisplay, touchscreen
- Ergonomische behandelkoppen van 5 cm² en 0.8 cm²
- Contactcontrole met lichtindicatie
- Protocollen worden verduidelijkt met een kleurweergave van de therapeutische zone, anatomische afbeeldingen en extra info over frequentie en duur van de behandeling

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552186
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk