

## 1543647 - Nierbekken - 24 cm - polyethyleen - wit - 1 st



### Beschrijving

Multifunctionele nierbekken in polyethyleen met een breed gebruiksspectrum in dokterspraktijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen om instrumenten in te laten vallen volgens hun gebruik alvorens ze worden schoongemaakt.

### Specificaties

<b>Product afmetingen</b>	L 24 cm
<b>Samenstelling</b>	Polyethyleen
<b>sku</b>	1543647
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk