

1552654 - Manumed Optimaal - 3-delig - type 245 verstelbare armsteunen - elektrische pli. - elektrisch



Beschrijving

Door de veelzijdigheid van de Manumed Optimaal 3-delig heeft u, als moderne, veeleisende fysiotherapeut, de perfecte behandel- en onderzoekstafel. Veel kan: lig- en zitpositie, die tijdens de behandeling versteld kan worden. Kortom, de meest universele tafel die verkrijgbaar is, waarmee zowel de therapeut als de patiënt het comfort van behandelen ervaren. Elegant van uiterlijk en stevig op de verrijdbare poten is de Manumed Optimaal 3-delig de keuze voor de therapeut die alles eist van een professionele topkwaliteit behandelstafel. Kenmerken:

- 3 (tot 5) instelbare bladdelen
- Vele bladverstellingsmogelijkheden waaronder pli-stand en (anti-)Trendelenburgstand
- Elektrisch verstelbare pli standaard bij deze elektrische hoog/laag variant
- Belastbaar tot 200 kg (optioneel 250 kg)
- Hoofdblad volledig wegklapbaar voor betere toegankelijkheid van de nek
- Optimaal gepositioneerde bedieningshandgrepen
- Lang neusgat waardoor de patiënt ook in buikligging naar proximaal of distaal te verplaatsen is
- Optioneel met driehoekig neusgat of zonder neusgat
- Wielhefmechanisme waardoor de bank eenvoudig verplaatsbaar is
- Hoogteverstelling elektrisch d.m.v. rondombediening (zeer comfortabel, gelijkmatig en snel)
- Volledig ontspannen uitgangshouding in buikligging met het gescheiden hoofdblad

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 67 cm, L 204 cm
Hoogte	47 - 100 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	200 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	18 s
sku	1552654
Aantal delen	3-delig
Armsteunen	Ja
Elektrische pli	Ja
Hoogteverstelling	Elektrisch
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk