

1626532 - Bedsponde beschermer FR type 2 - half model - 1 st



Beschrijving

De Fico **bedsponde beschermer Type 2** is speciaal ontworpen voor situaties waarin maximale bescherming en schokabsorptie noodzakelijk zijn, zoals bij onrustige of val gevoelige patiënten. Deze hoogwaardige beschermer is uitgerust met een **dikke, harde schuimkern** en biedt **3-zijdige bescherming**: bovenop de bedsponde, aan de binnenzijde richting de patiënt én aan de buitenzijde richting het zorgpersoneel.

Dankzij het slimme ontwerp met korte en lange zijde is deze bescherming flexibel inzetbaar aan beide zijden van de bedsponde of zelfs aan het hoofd- en voeteinde. Ideaal voor **ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatieafdelingen** en andere zorgomgevingen waar veiligheid en hygiëne prioriteit zijn.

Belangrijkste voordelen

- **Maximale schokabsorptie** door stevige, dikke schuimkern
- **3-zijdige bescherming** voorkomt letsel bij patiënten én zorgverleners
- **Veelzijdig toepasbaar** – geschikt voor verschillende zijden van het bed en ook het hoofd-/voeteinde
- **Strakke PU-hoes** – hygiënisch, waterdicht, anti allergisch en brandvertragend
- **Eenvoudig in onderhoud** en snel te reinigen
- **Professionele pasvorm** die perfect aansluit op de meeste standaard bedsponden
- **Verkrijgbaar met of zonder klikgespen** voor vaste bevestiging

Technische specificaties

- Afmetingen: **39 x 90 cm**
- Materiaal: **Hoge densiteit schuimkern, PU-hoes**
- Reiniging: **Desinfecteerbaar, water- en vuil afstotend**
- Bevestiging: **Met of zonder klikgespen**
- Geschikt voor: **Intensief gebruik in zorginstellingen**

Toepassingen

- Patiënten met verhoog **val risico of motorische onrust**
- Bescherming tijdens **verplaatsingen, wassen of positionering**
- Ideaal voor gebruik in **geriatrie, revalidatie, psychiatrie** en langdurige zorg

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 39 cm, L 90 cm
sku	1626532
Type verpakking	Stuk