


1546249 - Linido vaste beugel 70 cm - rvs gepolijst - 1 st



Beschrijving

Vaste toiletbeugel met buis diameter 28,6 mm, uitgevoerd in metaal met witte epoxy coating. Verticale statische belasting van maximaal 150 kg, zijwaartse statische belasting van maximaal 100 kg.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2601.0702-00
sku	1546249
Categorie toiletsteunen	Vaste toiletsteunen
Kleur	Wit
Lengte toiletbeugels	700 mm
Materiaal	RVS gepolijst
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Type verpakking	Stuk