

1574991 - Solar 185 - passieve tillift - 3-punts juk - 1 st



Beschrijving

De Solar 185 van Ergolet is een mobiele patiëntenlift die is ontworpen voor gebruik in verpleeghuizen, ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook in thuiszorgomgevingen. De tillift kan een persoon van een bed naar een stoel/rolstoel verplaatsen, van een stoel naar een andere stoel en van een stoel naar het toilet. Het ontwerp en de vorm van de haak zorgen voor de gebruiker met ruimte voor een meer ontspannen transfer. De gebogen poten zorgen voor een bredere toegang tot de bodem, grote stoelen of rolstoelen. De haken aan de gepatenteerde delen zorgen altijd voor zekerheid, de bevestiging van de tilband gebeurt veilig en eenvoudig.

- Elektrische pootverstelling met maximale breedte van 920 mm (kan zowel gebruikt worden met brede stoelen als met rolstoelen)
- Smal en stabiel chassis dat door de meeste deuren past met een breedte van 700 mm)
- Easy clean gladde oppervlakken zonder contouren
- Hoog-laag hefbereik van 680 mm tot 1980 mm

Specificaties

Merk	Ergolet
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1574991
Max. gewicht volwassene	185 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk