

1611057 - Molift Assist sling met glijstuk breed voor Transfer Pro - L/XL



Beschrijving

Etac's Veiligheidsband met schuifhoes, om de gebruiker te helpen bij het opstaan.

Middels de sling kan de cliënt ondersteund worden tijdens het opstaan. Het glijstuk voorkomt opstropen van de kleding. De veiligheidsband kan gewassen worden in de wasmachine tot 80* en mag ook in de droogtrommel tot 80°.

Specificaties

Merk	Molift
sku	1611057
Maximale tilbelasting	200 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk