

1544070 - Renol mechanisch slot - dop en lange pin - 1 st



Beschrijving

Ontwikkeld voor geagiteerde of agressieve patiënten.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFK00433
Noodzakelijke opties	Niet van toepassing
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	Roestvrij staal
sku	1544070
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Toebehoren voor riemen
Gebruik fixatiemateriaal	Niet van toepassing
Maat bevestigingsriem	Niet van toepassing
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk