

## 1553449 - MOTomed Letto 2 - armen en benen



### Beschrijving

MOTomed letto2 is het ideale apparaat voor vroegtijdige mobilisatie op de intensive care en dialyse.

- Patiënten kunnen hun benen of armen vroeg mobiliseren vanuit een medisch bed
- De bedlegerige patiënt kan veilig trainen met motor (passief) of met zijn of haar eigen spierkracht (actief)
- De grote transportwielen maken het zeer mobiel
- De letto2 kan optimaal worden aangepast aan alle bed- en patiëntbehoeften met accessoires zoals uitbreidbaar chassis, kniebuigaanpassing of de verlengde draai-arm

### Kenmerken

- 2-traps pedaalradiusinstelling (7 cm of 12,5 cm)
- Grote handgreep om eenvoudig te kunnen verplaatsen en installeren
- Chassis met grote transportwielen (met remmen)
- Aanpasbaar in de hoogte en diepte
- Zachte start en stop
- Bewegingsbeveiliging en spasmedetectie
- Snelheid aanpasbaar van 0 tot 60 tpm (passief)
- Motorkracht aanpasbaar van 1 naar 10
- Therapietijd aanpasbaar van 0 tot 120 minuten
- Grote gebruiksvriendelijke cockpit met grote bedieningsknoppen
- Therapie- en motivatieprogramma's
- USB-interface om foto's te bekijken tijdens de training
- Seriële interface voor connectie FES RehaMove

## Specificaties

<b>Merk</b>	MOTOmed
<b>sku</b>	1553449
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk