

1008689 - WelchAllyn lampje wa 03100 - 3,5v - halogeen - 1 st



Beschrijving

Heine X-01.88.069 Ophthalmoscope 2.5V Beta 200 Halogeen 5.8x33.6mm Lamp voor medische toepassingen.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Compatibel met	Otoscoop WelchAllyn - type WA20000 - 3,5V; Tongspatelhouder WelchAllyn - type WA28100 - 3,5V
sku	1008689
Bestemming vervanglampje	Otoscoop Tongspatelhouders
Voltage	3,5 V
Type verpakking	Stuk