

1559675 - MOTOmed loop Parkinson - I (benen)



Beschrijving

De **MOTOmed** loop Parkinson maakt snelle motorondersteunde bewegingen mogelijk tot 90 toeren per minuut (forced exercise). Deze snelle en gecontroleerde bewegingen kunnen verschillende

symptomen van Parkinson (tremor-bewegingssnelheid- fijne motoriek) aanzienlijk verbeteren.

Voordelen

- Snelheid tot 90 toeren per minuut
- Plastic gecoate desinfecteerbare veiligheidsvoetschalen met velcro straps
- Handgrepen in zachte uitvoering
- Pedaalhoogte verstelbaar in 5 niveaus (zonder gereedschap)
- Therapie- en motivatieprogramma's
- Kleurentouchscreen (7"), kantelbaar
- Stabiele metalen constructie van hoge kwaliteit
- Zachte start en stop
- Bijzonder stille, zachte en regelmatige beweging
- 2-traps pedaalradiusinstelling (7 cm of 12,5 cm)
- Gesloten kunststof behuizing (desinfecteerbaar)
- Gemakkelijk verplaatsbaar met grote transportrollen (Ø 13 cm)
- USB-interface om foto's te bekijken tijdens de training
- Seriële interface voor connectie FES RehaMove
- Beperkte apparaatstandbreedte tot 38,5 cm
- Transportgreep met zachte grip
- Kleur: wit

Specificaties

Merk	MOTOMed
sku	1559675
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk