

1600430 - Linnenwagen CB20P voor Essential transportwagen - 2 wielen - 1 st



Beschrijving

Een linnenwagen van **France Hôpital** Iseo CB20P is een tweevoudige zakhouder in roestvrij staal, voor het sorteren van vuile was. Beide deksels openen met een pedaal, met een exclusief stil en gedempt systeem. Verplaatsing op zwenkwielen zonder rem.

Specificaties

Merk	France Hôpital
Product afmetingen	B 65 cm, H 95 cm
Samenstelling	Roestvrij staal
Normeringen	AISI304
Product diepte	54 cm
sku	1600430
Aantal wielen	2
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk