

1577155 - Vacutainer® - Safety-Lok™ - Luer - set voor bloedafname met voorgemonteerde houder - 23G x 19 mm - 25 st



Beschrijving

Steriele bloedafnameset voor eenmalig gebruik met voorgemonteerde houder. Wordt gebruikt voor het uitvoeren van venapunctie voor het afnemen van veneuze bloedmonsters ten behoeve van diagnostisch onderzoek. Deze set beschikt over een veiligheidsschild dat over de naald zit en dit om het risico op prikaccidenten te verminderen. Deze producten zijn bestemd voor gebruik door medische professionals. Eenhandige activering van een onomkeerbaar vergrendelingsmechanisme, dat met een hoorbare klik wordt bevestigd.

Specificaties

Merk	BD
Latex vrij	Ja
Samenstelling	Vrij van latex en DEPH (Bis-2-ethylhexylftalaat)
sku	1577155
Steriel	Ja
Lengte naald	19 mm
Diameter naald	0.6 mm
Afmeting	23G x 19 mm
Afmeting in mm	0,6 x 19 mm
Kleur	Lichtblauw
Sterilisatie methode	Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos