

1574335 - Swiss DolorClast - Radial Shock Waves (GDT) 25 Hz



Beschrijving

De uitvinder van Radial Shock Wave Therapy (RSWT) introduceert een nieuw toestel. Het nieuwe Swiss DolorClast® **EMS** draagbare radiale shockwave toestel is bedoeld voor therapeuten die geen compromis sluiten tussen prestaties en veelzijdigheid.

Met meer dan 25 jaar ervaring in shockwavetherapie op verschillende gebieden, ontwikkelt EMS voortdurend zijn technologieën op basis van zijn kennis en die van zijn academie van professionals over de hele wereld.

De ontwikkeling van het nieuwe Swiss DolorClast® toestel is gebaseerd op nieuwe studies, klinische tests en praktische ervaring bij de benadering en behandeling van pathologieën die zijn geïndiceerd voor behandeling met Shockwave-therapie!

Voordelen

- Snellere Gate Control-effecten.
- Hogere frequentie voor een vibrerend effect
- Endorfine Burst-systeem om chronische spierpijn te verlichten.
- Dubbele geïntegreerde compressor om een constante druk te garanderen
- Instelbare drukhelling
- Nieuwe applicatoren
- Grotere wendbaarheid van het handstuk

NIEUWE EMBEDDED TECHNOLOGIE

Nieuwe behandelmethoden:

- Pijnstillend middel om het pijngevoel te verminderen, zelfs bij gevoelige patiënten of pijnlijke aandoeningen.

- BURST-systeem voor het variëren van de frequentie tussen twee frequentieniveaus.

Nieuw ontwerp van het Evo Blue handstuk met:

- Knoppen voor eenvoudige aanpassing van de energie tijdens de behandeling.
- Dempser om de hoeveelheid gebroken trillingen te verminderen.
- Quick fix-systeem om snel van applicator te wisselen.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de geïntegreerde RFID-tag

Twee geïntegreerde compressoren gekoppeld aan een luchtbeheersysteem geoptimaliseerd om:

- Het krachtigste Radial schokgolftherapie-apparaat op de markt te ontwerpen dat zijn pulsen tot 25Hz levert zonder energieverlies.
- 5 intelligente protocollen en 3 werkingsmechanismen om de meeste musculoskeletale pathologieën te behandelen.
- Behandel spierblessures of grote gebieden in een mum van tijd dankzij de 25Hz-instelling, die 5000 pulsen levert in 3 minuten en 20 seconden, altijd met maximale energie!
- Een set van 7 applicatoren om zich aan te passen aan de pathologie van uw patiënten

Specificaties

Merk	EMS
sku	1574335
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk