

## 1561389 - Tork Premium alcoholgel - S1 - 6 x 1 l



### Beschrijving

Voorkom infecties met de zeer effectieve alcohol gel hand sanitizer. Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Ontsmet en desinfecteert de handen snel. Speciaal geformuleerd voor veelvuldig gebruik, bewezen veilig voor de huid en zonder opbouw van plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. Geschikt voor de vloeibare & sprayzeep dispensers, die bewezen eenvoudig zijn in het gebruik en alle gebruikers goede handhygiëne bieden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	420103
<b>Ingrediënten</b>	Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
<b>sku</b>	1561389
<b>Geur</b>	Alcohol geur
<b>Inhoud</b>	1 l
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Kwaliteitsniveau</b>	Premium
<b>Productvorm</b>	Gel
<b>Systeem</b>	S1 - Vloeibare zeep system
<b>Type verpakking</b>	Karton