

1625188 - HEINE EasyClean LED SHORT - laryngoscoop batterijhandvat - 1 st



Beschrijving

De **HEINE EasyClean LED SHORT Laryngoscope Handle** zet een nieuwe standaard op het gebied van hygiëne, veiligheid en prestaties. Dankzij het innovatieve design is de handgreep **100% waterdicht** en kan deze probleemloos worden ondergedompeld voor **high-level desinfectie** of gebruikt worden bij **lage temperatuur sterilisatieprocessen** zoals **STERRAD®** en **STERIS®** – zonder dat batterijen of de LED-lichtunit verwijderd hoeven te worden.

Belangrijkste kenmerken

Hygiëne & Veiligheid

- **100% waterdicht** ? geschikt voor onderdompelingsdesinfectie en lage temperatuur sterilisatie
- **Autoclaveerbare LED-technologie**: lichtunit hoeft niet verwijderd te worden, enkel batterijen bij autoclaveren
- **Eenvoudige en veilige reprocessing** voor maximale hygiëne
- **Antislip "Wave Design"** ? verhoogt grip en betrouwbaarheid bij intermediate wipe-desinfectie

LED in HEINE Quality (LEDHQ)

- **Maximale helderheid**: tot **3x helderder** dan conventioneel halogeenlicht
- **Optimale kleurweergave** dankzij hoge **Color Rendering Index (CRI)**
- **Thermisch beheerd** ? stabiele lichtintensiteit zonder oververhitting
- **Bijna onbeperkte levensduur** van de LED

Gebruik & Compatibiliteit

- Typische gebruiksduur: **10 uur continu gebruik**
- **Compatibel met alle laryngoscoopbladen volgens ISO 7376 (Groene standaard)**

Specificaties

SKU leverancier	HEINF-008.22.822
Compatibel met	Classic+ Mac 0, XP Mac 1, Classic+ Miller 00
sku	1625188
Oplaadbaar	Niet heroplaadbaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk