

1543484 - HK 45 verwarmingskussen 44 x 33 cm - 100 W - 1 st



Beschrijving

Het **Beurer** verwarmingskussen met een zachte overtrek van fleece materiaal zorgt dankzij een snelle opwarmfunctie meteen voor warmte met 3 standen. Het fleece materiaal is zacht en huidvriendelijk, ademend. Het kussen schakelt automatisch uit na 90 min en heeft een automatische temperatuurregeling en een verwijderbare schakelaar. De hoes kan eraf genomen worden en in de wasmachine tot 30°.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 33 cm, L 44 cm
SKU leverancier	27303
Vermogen	100 W
CNK-code	CNK 2844-116
Machine wasbaar	Ja
Ademend	Ja
Snelle verwarming	Ja
Hoes inclusief	Ja
Wasbare hoes	Ja
Beveiligingssysteem	Ja
Temperatuurniveaus	3
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543484
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk