

1559914 - HK 37 verwarmingskussen voor de nek - 1 st



Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 29 cm, L 35 cm
Vermogen	3.6 W
Machine wasbaar	Ja
Ademend	Ja
Snelle verwarming	Nee
Hoes inclusief	Nee
Wasbare hoes	Nee
Beveiligingssysteem	Ja
Temperatuurniveaus	3
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1559914
CNK-code	CNK 4691-861
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk