

1601428 - BSN lightplast pro - 5 cm x 4,5 m - 24 st



Beschrijving

Het **Lightplast® Pro** elastische kleefverband van BSN biedt veelzijdige ondersteuning voor het inwikkelen en vastzetten van enkels, knieën, polsen en handen. Dankzij de unieke stofrugzijde, gemaakt van een katoen/spandexamix, vormt het verband zich optimaal naar de lichaamsbewegingen, wat zorgt voor een comfortabele en flexibele bescherming.

Voordelen:

- Eenvoudig af te rollen en handmatig te scheuren, wat een snelle en efficiënte wikkeling mogelijk maakt.
- De vochtbestendige rubberen kleefstof zorgt ervoor dat het verband stevig blijft zitten, zelfs bij zweet of regen.
- Ademend, waardoor het de kans op huidirritatie of maceratie vermindert.

Lightplast® Pro is ideaal voor het behandelen van verstuikingen en verrekkingen, maar ook voor preventief gebruik om sportblessures te voorkomen.

Specificaties

Merk	BSN
sku	1601428
Kleur	Wit
Maat	5 cm x 4,5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos