

## 1600636 - Heka verbandset - steriel - 100 st



### Beschrijving

De Heka verbandset wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x blauwe pincet 12,5 cm polyethyleen BG70, 30% glasvezel
- 1 x steriel veld 2-laags, 38 x 46 cm vervaardigd uit polyethyleen stof 40g/m<sup>2</sup> (polyethyleen 17g/m<sup>2</sup> + vloeipapier 23g/m<sup>2</sup>).
- 5 x gaasdeppers 17-draads, 20 x 20 cm, 30 mm diameter vervaardigd uit 100% absorberend katoen

### Specificaties

<b>Merk</b>	heka
<b>Inhoud steriele sets</b>	1 x pincet 12,5 cm, 1 x steriel veld 2-laags 38 x 46 cm, 5 x gaasdeppers, 17-draads, 20 x 20 cm
<b>sku</b>	1600636
<b>Blister</b>	3-delig
<b>Type verpakking</b>	Doos