

1553463 - Plastic gecoate voetschalen voor MOTomed Viva - Retrofit



Beschrijving

MOTomed plastic gecoate veiligheidsvoetschalen met pedaalarm - Retrofit kit

Voordelen

- Aanbevolen voor gebruik in onder andere ziekenhuizen en rusthuizen
- Metalen voetschalen volledig bedekt met gemakkelijk te ontsmetten zachte PVC
- Met hoge veiligheidsrand aan de pedaalarm
- Aangename fixatie aan de hand van velcro-banden
- Pedaalradius verstelbaar in twee standen: 7,0cm en 12,5cm

Specificaties

Merk	MOTomed
sku	1553463
Type verpakking	Paar