

## 1352349 - Onderzoekstafel BasiX 3 Elite - elektrisch - Fresh bekleding - Lounge - 1 st



### Beschrijving

De BasiX 3 Elite van Wesseling, speciaal ontworpen voor medische professionals die hun patiënten de best mogelijke zorg willen bieden.

Deze innovatieve onderzoekstafel is uitgerust met een elektrisch verstelbare hoogte, waardoor u de tafel eenvoudig kunt afstemmen op de behoeften van uw patiënten. De frisse en hygiënische bekleding zorgt ervoor dat elke behandeling een plezierige ervaring is, terwijl het ergonomische ontwerp en het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel u in staat stellen om efficiënt te werken. Met zijn robuuste constructie garandeert deze tafel stabiliteit en veiligheid, wat essentieel is in een medische praktijk. De BasiX 3 Elite is niet alleen een functionele aanwinst, maar ook een moderne toevoeging aan uw praktijk die voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en hygiëne.

Kies voor de Onderzoekstafel BasiX 3 Elite en verbeter de zorg die u biedt aan uw patiënten met deze essentiële en moderne medische tafel!

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Product afmetingen</b>	B 64 cm, L 200 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	45-115 cm
<b>Hefvermogen</b>	225 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	40 s
<b>sku</b>	1352349
<b>Aantal delen</b>	3-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Kleur</b>	Lounge
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Voetschakelaar
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk