

**1610069 - VICRYL RAPIDE™ hechtdraad 5/0 - 13 mm - 75 cm -
VR2289 - 36 st**



Beschrijving

Gecoate, gevlochten VICRYL RAPIDE™ hechtdraad is een synthetische steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 42 dagen

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	VR2289
Samenstelling	Copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
sku	1610069
Draadlengte	75 cm
Draaddikte	5/0
Kleur	Ongeverfd
Naald lengte	13 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos