

1610027 - Keiser A400 Seated Butterfly



Beschrijving

Verhoog uw mogelijkheden op het gebied van krachttraining en revalidatie voor het bovenlichaam met de **Keiser A400 Seated Butterfly**, aangedreven door **Pure Resistance Technology™ (PRT)**. Ontworpen voor precisie, veelzijdigheid en prestaties, biedt dit geavanceerde toestel een soepelere, veiligere en effectievere weerstandservaring dan traditionele gewichtsapparaten.

Belangrijkste Kenmerken & Voordelen:

- **Pure Resistance Technology™ (PRT):** Biedt constante, gecontroleerde weerstand die zich direct aanpast aan snelheid, ideaal voor zowel kracht- als snelheidsgericht trainen.
- **Weerstandsregeling met drukknop:** Pas de weerstand aan tijdens de herhaling met digitale precisie—perfect voor revalidatiebeoordelingen en progressieve krachtopbouw.
- **Isometrische & excentrische overbelastingstraining:** Gemakkelijk overgaan naar isometrische houdingen of weerstand verhogen na de concentrische fase voor maximale trainingsprikkel.
- **Pneumatisch Weerstandssysteem:** Elimineert vrijwel alle schokken voor spieren, gewrichten en bindweefsel, voor een veilige training voor elke gebruiker.
- **Bilaterale bewegingsfunctie:** Bevordert symmetrische spierontwikkeling en ondersteunt functionele revalidatie.
- **Realtime prestatie monitoring:** Synchroniseert naadloos met de Keiser Metrics App om voortgang te volgen en resultaten te optimaliseren.

Toepassingen:

- Ideaal voor **ziekenhuizen, revalidatiecentra, fysiotherapiepraktijken** en **thuiszorginstellingen** die op zoek zijn naar datagedreven, gewrichtsvriendelijke oplossingen voor krachttraining.
- Aanvulling op traditionele chest press machines door **gerichte activering van de borstspieren** vanuit een andere hoek.
- Ondersteunt **alle trainingsniveaus**, van post-injurie patiënten tot topsporters.

Waarom kiezen voor de Keiser A400 Seated Butterfly?

- Maakt nauwkeurige controle over weerstand mogelijk voor geleidelijke revalidatie.
- Verbetert resultaten bij patiënten en sporters met dynamische, veilige en aanpasbare weerstand.
- Gebouwd voor duurzaamheid en langdurig gebruik in professionele omgevingen.

Investeer in de **A400 Seated Butterfly** voor een kostenefficiënte, hoogwaardige oplossing die moderne krachttraining en revalidatie ondersteunt met ongeëvenaarde veelzijdigheid en controle.

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 132 cm, H 183 cm
Gewicht product	106 kg
sku	1610027
Weerstand	0 - 139 kg
Type verpakking	Stuk