

1558870 - Digitale bloeddrukmeter BP A3 L Comfort - flexibele manchet met bereik 22-42 cm - bovenarm - 1 st



Beschrijving

Microlife's BP B3 Comfort PC is een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter en uitgerust met MAM technologie, voor een automatische drievoudige meting en helpt met Comfort+ voor een aangename drukregeling tijdens het meten.

Voordelen

- PC-aansluiting
- IMT (Inflation Mode Technology)
- PAD detectie (onregelmatige hartslag)
- Toont het gemiddelde van 3 metingen in resultaten
- Zeer stil
- Meet tijdens het oppompen

Specificaties

Merk	Microlife
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1558870
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk